



ADVANCED ORTHOPAEDIC SOLUTIONS

AOS GECANNULEERDE BOTSCHROEFSYSTEEM 7,0 mm



GEbruIKSAANWIJZING

Op grond van federale wetgeving in de VS mag dit hulpmiddel uitsluitend door of in opdracht van een arts worden verkocht

BESCHRIJVING VAN HET HULPMIDDEL

Het AOS GECANNULEERDE BOTSCHROEFSYSTEEM 7,0 mm is een hulpmiddel voor open reductie en interne fixatie. De set bestaat uit implanteerbare, zelftappende schroeven met een diameter van 7,0 mm van een titaniumlegering, met een lengte variërend van 30 tot 130 mm. Het systeem wordt geleverd in een speciale sterilisatietray samen met een bijbehorende set instrumenten.

INDICATIES VOOR GEbruIK

Het AOS GECANNULEERDE BOTSCHROEFSYSTEEM 7,0 mm is bedoeld voor de fixatie van fracturen van kleine en lange botten en van het bekken. Het systeem is niet bedoeld voor spinaal gebruik.

CONTRA-INDICATIES

1. Patiënten met een actieve oppervlakkige infectie.
2. Pediatrische patiënten of patiënten met een onvolgroeid skelet.
3. Patiënten met een voorgeschiedenis van frequente infecties.
4. Patiënten met een bekende gevoeligheid of allergie voor een van de materialen van het implantaat.
5. Patiënten met neuromusculaire deficiënties in de betreffende extremiteit waardoor de ingreep niet verstandig is.
6. Aandoeningen waardoor medewerking aan het revalidatieprogramma voor postoperatieve behandeling niet mogelijk is of waardoor de patiënt verminderd in staat is om aanwijzingen op te volgen.
7. Lichamelijke aandoeningen waardoor het implantaat niet voldoende kan worden ondersteund of de genezing wordt vertraagd, zoals een verminderde bloedtoevoer in het behandelde gebied, een verwoest medullair kanaal, onvoldoende botkwaliteit of onvoldoende bot, eerdere infectie of obesitas.

WAARSCHUWINGEN

Het AOS GECANNULEERDE BOTSCHROEFSYSTEEM 7,0 mm moet voorafgaand aan gebruik worden gesteriliseerd. Zie het gedeelte STERILISATIE hieronder.

Het AOS GECANNULEERDE BOTSCHROEFSYSTEEM 7,0 mm dient te worden gebruikt door personen met de juiste opleiding, die bekend zijn met de technieken die worden toegepast bij de betreffende orthopedische chirurgische ingreep. Raadpleeg de medische literatuur voor verdere informatie over technieken, complicaties en gevaren. Raadpleeg de Chirurgische techniek voor het AOS gecannuleerde botschroefstelsel (PN 9600) voor aanvullende informatie over het gebruik van het AOS GECANNULEERDE BOTSCHROEFSYSTEEM.

De implantaten van het AOS GECANNULEERDE BOTSCHROEFSYSTEEM 7,0 mm zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Hergebruik van de hulpmiddelen brengt het risico op overdracht van infectieziekten en verlies van mechanische stevigheid met zich mee. Ook al ziet het hulpmiddel er onbeschadigd uit, eerdere belasting kan hebben geleid tot imperfecties en interne belastingspatronen, waardoor het implantaat kan falen.

Wees voorzichtig bij het opslaan en hanteren van hulpmiddelen. Tijdens opslag moeten de componenten van het hulpmiddel worden beschermd tegen corrosieve invloeden, zoals zoute lucht, vocht enz. Oefen bij het hanteren van onderdelen van het hulpmiddel geen overmatige krachten uit op implantaten; door onderdelen van het hulpmiddel te snijden, buigen of krassen in het oppervlak te maken, kan de stevigheid en weerstand tegen materiaalmoetheid worden verminderd. Inspecteer alle onderdelen van het hulpmiddel voorafgaand aan de operatie op schade. Vervang beschadigde of versleten onderdelen.

Raadpleeg de bijsluiter (IFU-9000) van HERBRUIKBARE AOS-INSTRUMENTEN en AOS-INSTRUMENTEN VOOR EENMALIG GEbruIK voor de juiste verzorging en hantering van de instrumenten.

MRI-VEILIGHEIDSGEGEVING

Niet-klinisch onderzoek heeft uitgewezen dat de implantaten van het AOS GECANNULEERDE BOTSCHROEFSYSTEEM 7,0 mm MR voorwaardelijk zijn. Een patiënt met een gecannuleerde schroef van 7,0 mm kan veilig worden gescand in een MRI-systeem als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. Statisch magnetisch veld van 1,5 tesla (1,5 T) of 3 tesla (3 T).
2. Veld met een ruimtelijke gradiënt van maximaal 3270 G/cm (32,7 T/m).
3. Bij gebruik van een scanner van 1,5 T kunnen patiënten worden gescand met een gemiddelde SAR over het gehele lichaam van 2,0 W/kg (normale werkingsmodus) indien ze boven de elleboog worden gelandmarkt, gedurende een maximale scantijd van 15 minuten. Indien het scannen wordt uitgevoerd tussen de elleboog en de distale femur, moet de SAR over het gehele lichaam worden beperkt tot 1,0 W/kg of minder gedurende een maximale scantijd van 15 minuten. In een scanner van 1,5 T is het niet toegestaan om te scannen op landmarklocaties onder de proximale femur.
4. Bij gebruik van een scanner van 3 T kunnen patiënten worden gescand met een gemiddelde SAR over het gehele lichaam van 2,0 W/kg (normale werkingsmodus) indien ze boven de elleboog worden gelandmarkt, gedurende een maximale scantijd van 15 minuten. Indien het scannen wordt uitgevoerd onder de elleboog, moet de SAR over het gehele lichaam worden beperkt tot 1,0 W/kg of minder gedurende een maximale scantijd van 15 minuten.

De bovenstaande SAR-limieten voor de scanner zijn van toepassing op een circulair gepolariseerde RF-spoel voor het gehele lichaam. Voor andere soorten RF-spoelen (bijv. voor extremiteiten, hoofd, nek) moet rekening worden gehouden met passende SAR-limieten voor het gehele lichaam om ervoor te zorgen dat er vergelijkbare lokale SAR-niveaus worden bereikt.

RF VERHITTING

Onder de hierboven gedefinieerde scanomstandigheden zullen implantaten van het AOS GECANNULEERDE BOTSCHROEFSYSTEEM 7,0 mm naar verwachting een maximale temperatuurstijging veroorzaken van 5,6 °C na 15 minuten voortdurend scannen.

MR-ARTEFACT

In niet-klinische tests strekte het beeldartefact veroorzaakt door implantaten van het AOS GECANNULEERDE BOTSCHROEFSYSTEEM 7,0 mm zich radiaal ongeveer 2,0 cm uit vanaf het hulpmiddel

MOGELIJKE ONGEWENSTE VOORVALLEN

1. Schade aan zenuwen of weke delen, botnecrose of botresorptie, weefselnecrose of onvoldoende genezing van chirurgisch trauma of de aanwezigheid van het implantaat.
2. Vaataandoeningen, waaronder tromboflebitis, longembolie, wondhematomen en avasculaire necrose van de femurkop.
3. Gevoeligheid voor metaal of histologische of allergische reactie op de materialen van het hulpmiddel.
4. Irritatieletsel van weke delen, waaronder impingementsyndroom.
5. Pijn, ongemak of abnormale sensaties.
6. Infecties, zowel diep als oppervlakkig.
7. Beschadiging van het bot of een nieuwe fractuur.

GEbruIKSAANWIJZING

PREOPERATIEF

Inspecteer voorafgaand aan de sterilisatie alle onderdelen van het implantaat van het AOS GECANNULEERDE BOTSCHROEFSYSTEEM 7,0 mm onder goede verlichting op slijtage of schade die een goede werking zouden kunnen beïnvloeden. Als er slijtage of schade wordt geconstateerd, moeten de onderdelen worden weggegooid en vervangen.

Om deze ingreep te kunnen uitvoeren, zijn een beeldversterker en een geschikte operatietafel nodig.

Allergische en andere reacties op de materialen van het hulpmiddel moeten preoperatief worden uitgesloten.

INTEROPERATIEF

Selecteer het implantaat met de meest geschikte maat voor de leeftijd, het gewicht en de botkwaliteit van de patiënt. Gebruik het grootst mogelijke passende implantaat voor de patiënt om losraken, migratie, buigen, scheuren of breken van het hulpmiddel, het bot of beide te voorkomen. De stabiliteit van de constructie moet met behulp van beeldversterking worden bereikt en geverifieerd.

POSTOPERATIEF

Het AOS GECANNULEERDE BOTSCHROEFSYSTEEM 7,0 mm is niet ontworpen om gewichts- of externe belasting of overmatige activiteit te weerstaan. Waarschuw patiënten om niet zonder hulp activiteiten uit te voeren waarbij ze moeten lopen of tillen om het risico op gewichtsbelasting op het desbetreffende ledemaat tijdens de behandeling te verminderen. Indien het implantaat vroegtijdig of te zwaar wordt belast, kan het hulpmiddel breken of beschadigd raken, wat kan leiden tot vertraagde botgenezing, non-union of onvolledige genezing. Er kunnen in- en uitwendige ondersteuning worden gebruikt om de interne belasting van het implantaat en het gebroken bot tot een minimum te beperken tot door middel van röntgenbeelden is bewezen dat het bot stevig is samengegroeid.

Het wordt aanbevolen om gedurende ten minste de eerste zes (6) maanden na de operatie regelmatig röntgenbeelden te maken om veranderingen in positie, non-union, losraking, verbuiging of scheuren van onderdelen vergeleken met de postoperatieve situatie te kunnen detecteren.

Het AOS GECANNULEERDE BOTSCHROEFSYSTEEM 7,0 mm kan na de behandeling worden verwijderd. Bij oudere of verzwakte patiënten is het niet noodzakelijk om het implantaat te verwijderen als ze geen pijn hebben.

STERILISATIE

Het AOS GECANNULEERDE BOTSCHROEFSYSTEEM 7,0 mm moet volgens de onderstaande procesparameters worden gesteriliseerd. Het moet uit de oorspronkelijke verpakking en etikettering worden genomen en in een geschikte sterilisatietray worden geplaatst. Deze sterilisatietray moet in een door de FDA goedgekeurde beschermende wikkel worden gewikkeld. Stapel sterilisatietrays niet op elkaar. De volgende procesparameters zijn gevalideerd voor de sterilisatie van de AOS-trays, -implantaten en -instrumenten. De aanbevolen droogtijd is 30 minuten.

Methode	Cyclus	Temperatuur	Sterilisatieduur
Stoom	Voorvacuüm	270 °F (132 °C)	4 minuten

Het sterilisatieproces voldoet aan de vereisten van ISO 17665-1, in overeenstemming met AAMI TIR 12 en ANSI/AAMI ST77 en heeft een gevalideerd Sterility Assurance Level van 10^{-6} CFU.

INFORMATIE

Neem voor verdere informatie contact op met Advanced Orthopaedic Solutions op +1 310 533 9966.

VERKLARENDE LIJST VAN SYMBOLEN



Onderdeelnummer (catalogusnummer)



Partijnummer (partijcode)



Aantal



Materiaal



Let op



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Fabrikant



Productiedatum



Houdbaarheidsdatum



Niet opnieuw gebruiken



Gesteriliseerd door middel van bestraling



Niet opnieuw steriliseren



Niet-steriel product



MRI voorwaardelijk



Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is



Geautoriseerd vertegenwoordiger in de Europese Unie



Advanced Orthopaedic Solutions, Inc.

3203 Kashiwa Street
Torrance, CA 90505 VS

Telefoon: +1 310 533 9966

E-mail: regaffairs@aosortho.com